

Finæ™

Stent Coronario de Co-Cr

Stent coronario de Co-Cr



Descripción

El stent coronario de Co-Cr Finæ™ está indicado para “stenting directo”, ofrece flexibilidad y navegabilidad única, y un óptimo soporte vascular.

Características

- Aleación de Co-Cr “L605”
- Grosor del strut de 0,06mm (60µ) con una óptima radiopacidad.
- Perfil de cruce de 0.039”.
- Punta atraumática flexible y de bajo perfil de entrada, aportando una excelente cruzabilidad.
- Diseño de *Serpentine*: que optimiza la expansión y posición del stent dentro del vaso.



Especificaciones técnicas

Material	Aleación de Co-Cr “L605”
Diseño	Serpentine
Grosor	0.06mm (60µ)
Perfil de cruce	0.039”
Perfil de entrada	0.016”
Relación metal /arteria	13%
Catéter Guía (min)	5F
Material del balón	Poliamida semi compliant
Marcadores radiopacos	2 platino - iridio
Presión Nominal	6 bar
Presión Max Rotura	16 bar

Your medical partner

T. 902 901 514 / +34 961 124 060
F. +34 902 506 033
www.imex.es

T. +351 707 502 000
F. +351 707 500 070
www.imex.pt

IMEX.

FinæTM

Stent Coronario de Co-Cr

Referencias

Referencias	Descripción
FGFX250-0-08	2.50x8 mm
FGFX250-0-12	2.50x12 mm
FGFX250-0-16	2.50x16 mm
FGFX250-0-20	2.50x20 mm
FGFX250-0-24	2.50x24 mm
FGFX250-0-28	2.50x28 mm
FGFX250-0-32	2.50x32 mm
FGFX250-0-36	2.50x36 mm
FGFX250-0-40	2.50x40 mm
FGFX275-0-08	2.75x8 mm
FGFX275-0-12	2.75x12 mm
FGFX275-0-16	2.75x16 mm
FGFX275-0-20	2.75x20 mm
FGFX275-0-24	2.75x24 mm
FGFX275-0-28	2.75x28 mm
FGFX275-0-32	2.75x32 mm
FGFX275-0-36	2.75x36 mm
FGFX275-0-40	2.75x40 mm
FGFX300-0-08	3.00x8 mm
FGFX300-0-12	3.00x12 mm
FGFX300-0-16	3.00x16 mm
FGFX300-0-20	3.00x20 mm
FGFX300-0-24	3.00x24 mm
FGFX300-0-28	3.00x28 mm
FGFX300-0-32	3.00x32 mm
FGFX300-0-36	3.00x36 mm
FGFX300-0-40	3.00x40 mm
FGFX350-0-08	3.50x8 mm
FGFX350-0-12	3.50x12 mm
FGFX350-0-16	3.50x16 mm
FGFX350-0-20	3.50x20 mm
FGFX350-0-24	3.50x24 mm
FGFX350-0-28	3.50x28 mm
FGFX350-0-32	3.50x32 mm
FGFX350-0-36	3.50x36 mm
FGFX350-0-40	3.50x40 mm

Your medical partner

T. 902 901 514 / +34 961 124 060
F. +34 902 506 033
www.imex.es

T. +351 707 502 000
F. +351 707 500 070
www.imex.pt

IMEX