

Filao NC[®]

Balón No-Compliant

Catéter balón no-compliant de intercambio rápido para angioplastia y post-dilatación

Descripción

Balón de “alta presión” de intercambio rápido fabricado en poliamida *no-compliant* con un recubrimiento hidrofílico y alta flexibilidad distal.


Plegado “*Trifold*” con memoria de repliegue sin efecto “dog-bonning”.

Control real de la distendibilidad y altas presiones de rotura.

Especificaciones técnicas

Material del balón	Polyn +® Poliamida No Compliant
Pliegue del balón	Memoria de 3 pliegues “Trifold”
Marcadores radiopacos	Perfil cero
Excelente tiempo de desinflado	Media inferior a 10 seg.
Perfil de entrada de la punta	0,40mm (0,016”)
Recubrimiento hidrofílico	En el eje distal
Diámetro del eje	Proximal 1,95 F Distal 2,70 F
Marcadores en el eje proximal	90 cm y 100 cm
Catéter guía máx. recomendado	0,36mm (0,014”)

Comparación de la distensibilidad en balones de 3,0 mm



Your medical partner

T. 902 901 514 / +34 961 124 060
F. +34 902 506 033
www.imex.es

T. +351 707 502 000
F. +351 707 500 070
www.imex.pt

IMEX

Filao NC[®]

Balón No-Compliant



Referencias

Referencias	Descripción filao nc catéter de dilatación ptca (actp)
NATN02-200/8	2.00x8mm
NATN02-200/10	2.00x10 mm
NATN02-200/12	2.00x12 mm
NATN02-200/15	2.00x15 mm
NATN02-200/20	2.00x20 mm
NATN02-225/10	2.25x 10 mm
NATN02-225/12	2.25x 12 mm
NATN02-225/15	2.25x 15 mm
NATN02-225/20	2.25x 20 mm
NATN02-250/8	2.50x 8mm
NATN02-250/10	2.50x 10mm
NATN02-250/12	2.50x12mm
NATN02-250/15	2.50x15 mm
NATN02-250/20	2.50x20 mm
NATN02-275/8	2.75x8mm
NATN02-275/10	2.75x10mm
NATN02-275/12	2.75x12mm
NATN02-275/15	2.75x15mm
NATN02-275/20	2.75x20mm
NATN02-300/8	3.00x8mm
NATN02-300/10	3.00x10mm
NATN02-300/12	3.00x12mm
NATN02-300/15	3.00x15mm
NATN02-300/20	3.00x20mm
NATN02-325/8	3.25x8mm
NATN02-325/10	3.25x10mm
NATN02-325/12	3.25x12mm
NATN02-325/15	3.25x15mm
NATN02-325/20	3.25x20mm

Referencias	Descripción filao nc catéter de dilatación ptca (actp)
NATN02-350/8	3.25x8mm
NATN02-350/10	3.50x10mm
NATN02-350/12	3.50x12mm
NATN02-350/14	3.50x14mm
NATN02-350/15	3.50x15mm
NATN02-350/17	3.50x17mm
NATN02-350/20	3.50x20mm
NATN02-375/10	3.75x 10mm
NATN02-375/12	3.75x12mm
NATN02-375/14	3.75x 14mm
NATN02-375/15	3.75x 15mm
NATN02-375/17	3.75x 17mm
NATN02-375/20	3,75x20mm
NATN02-400/8	4.00x8mm
NATN02-400/10	4.00x10mm
NATN02-400/12	4.00x12mm
NATN02-400/14	4.00x14mm
NATN02-400/15	4.00x15mm
NATN02-400/17	4.00x17mm
NATN02-400/20	4.00x20mm
NATN02-450/8	4.50x8mm
NATN02-450/9	4.50x9mm
NATN02-450/10	4.50x10mm
NATN02-450/12	4.50x12mm
NATN02-450/14	4.50x14mm
NATN02-450/15	4.50x15mm
NATN02-450/17	4.50x17mm
NATN02-450/20	4.50x20mm
NATN02-450/30	4.50x30mm

Your medical partner

T. 902 901 514 / +34 961 124 060
F. +34 902 506 033
www.imex.es

T. +351 707 502 000
F. +351 707 500 070
www.imex.pt

IMEX.