


# Caja Esterilización



Diseñada para la esterilización del instrumental KC Solutions

Instrumental sujeto con piezas de Teflon®, lo que evita daños en las puntas.



## Descripción

La Caja de Esterilización de KC Solutions se ha fabricado en aluminio anodizado para dotarla de ligereza, estabilidad y resistencia a la oxidación.

En el interior se han dispuesto unas piezas fabricadas en Teflon® que permiten la colocación y sujeción de las piezas de instrumental de manera que no se desplacen durante el transporte o el uso normal en quirófano. El Teflon® tiene una alta resistencia a la temperatura, con un coeficiente de expansión y contracción muy pequeño, lo que asegura la sujeción de las piezas incluso tras la esterilización por vapor (135° C).

En el exterior la caja tiene dos asas-cierres de Teflon® para sujeción, cuya característica principal es la rápida pérdida de temperatura tras la esterilización, que posibilita una manipulación segura y cómoda.

## Características

Referencia	KCBI020
Material	Aluminio anodizado y Teflon®
Tamaño	Compatible con Statim 2000 y 5000 y resto de autoclaves
Interior	Enganches de Teflon® para la sujeción de las piezas de instrumental quirúrgico
Tapa	Sin bisagras



## Your medical partner

T. 902 901 514 / +34 961 124 060  
F. +34 902 506 033  
www.imex.es

T. +351 707 502 000  
F. +351 707 500 070  
www.imex.pt

IMEX.

# Caja Esterilización



Diseñada para la esterilización del instrumental KC Solutions

## Ventajas

Sus dimensiones son compatibles con Statim-2000, autoclave más utilizado en quirófanos, evitando que las piezas de instrumental queden sueltas en las bandejas de limpieza. También permite su adaptación al Statim-5000 y otros autoclaves.

La disposición de los orificios para la entrada y salida de vapor han sido estudiados de manera que permitan la uniforme esterilización de todas las piezas que contiene la caja.

Por otro lado, la base de la caja, tiene un diseño de desagüe del agua sobrante de la esterilización, que impide el estancamiento de la misma y su rápida evacuación.

La caja de esterilización KC está diseñada específicamente para contener las piezas de instrumental KC para la cirugía de queratocono.



Your medical partner

T. 902 901 514 / +34 961 124 060  
F. +34 902 506 033  
www.imex.es

T. +351 707 502 000  
F. +351 707 500 070  
www.imex.pt

IMEX.