

Simpass® NC

Balón no-compliant

Catéter balón de intercambio rápido no-compliant para ACTP

Descripción

El balón Simpass® NC es el indicado para lesiones calcificadas y restenosis in-stent.

Características

Bajo perfil de entrada: **0,016"**

Amplio rango de medidas de 2.00 a 5.00mmØ y 6-30mm de longitud

Recubrimiento **hidrofílico** patentado

RBP de **20atm** o mas para dilataciones homogéneas en lesiones calcificadas y restenosis in-stent

Aplicación **de 3 a 6 pliegues** según diámetro

Balón **no compliant** con alta presión máxima de rotura.

Mínimo crecimiento longitudinal a alta presión

Resistencia al desgarro maximizada para dilataciones altamente presurizadas

Excelente **compatibilidad fluoroscópica** con aleación de bandas de marcadores radiopacos

Hipotubo mejorado que permite a la torsión en la zona proximal



Especificaciones técnicas

Material catéter	Pebax + Nylon 12
Material del balón	Grilamid L25
Perfil de entrada	0,016"
Punta	Flexible y atraumática
Plegado	De 3 a 6 pliegues según diámetro
Presión nominal	8 atm
Presión max. rotura	20 atm
Catéter guía min.	5F
Diámetro hipotubo	Proximal: 1,9 F Distal: 2,70 F

Your medical partner

T. 902 901 514 / +34 961 124 060
F. +34 902 506 033
www.imex.es

T. +351 707 502 000
F. +351 707 500 070
www.imex.pt


IMEX

Simpass[®] NC

Balón no-compliant

Medidas disponibles

Diámetro (mm)	Longitudes (mm)						
	6	9	12	15	20	25	30
2.00	SIMSNC-200/06	SIMSNC-200/09	SIMSNC-200/12	SIMSNC-200/15	SIMSNC-200/20	SIMSNC-200/25	SIMSNC-200/30
2.50	SIMSNC-250/06	SIMSNC-250/09	SIMSNC-250/12	SIMSNC-250/15	SIMSNC-250/20	SIMSNC-250/25	SIMSNC-250/30
2.75	SIMSNC-275/06	SIMSNC-275/09	SIMSNC-275/12	SIMSNC-275/15	SIMSNC-275/20	SIMSNC-275/25	SIMSNC-275/30
3.00	SIMSNC-300/06	SIMSNC-300/09	SIMSNC-300/12	SIMSNC-300/15	SIMSNC-300/20	SIMSNC-300/25	SIMSNC-300/30
3.50	SIMSNC-350/06	SIMSNC-350/09	SIMSNC-350/12	SIMSNC-350/15	SIMSNC-350/20	SIMSNC-350/25	SIMSNC-350/30
4.00	SIMSNC-400/06	SIMSNC-400/09	SIMSNC-400/12	SIMSNC-400/15	SIMSNC-400/20	SIMSNC-400/25	SIMSNC-400/30
4.50	SIMSNC-450/06	SIMSNC-450/09	SIMSNC-450/12	SIMSNC-450/15	SIMSNC-450/20	SIMSNC-450/25	SIMSNC-450/30
5.00	SIMSNC-500/06	SIMSNC-500/09	SIMSNC-500/12	SIMSNC-500/15	SIMSNC-500/20	SIMSNC-500/25	SIMSNC-500/30



Your medical partner

T. 902 901 514 / +34 961 124 060
F. +34 902 506 033
www.imex.es

T. +351 707 502 000
F. +351 707 500 070
www.imex.pt

IMEX